



Bain à ultrasons

Référence ZCC015

- Affichage numérique avec sélection de l'heure.
- Comprend un couvercle et un panier avec poignées pour une meilleure prise en main.
- Réservoir résistant à l'eau en acier inoxydable AISI304.
- Le bain n'a pas de poignées externes en raison de sa petite taille et de sa manipulation facile.

RÉSERVOIR

Réservoir résistant à l'eau en acier inoxydable AISI304.



COUVERCLE

Comprend un couvercle et un panier avec poignées.

ÉCRAN

Affichage numérique avec sélection de l'heure

Spécifications techniques

Référence	ZCC015
Fréquence (KHz)	40
Capacité (L)	0,8
Dimensions réservoir (mm)	150x85x65
Dimension de l'unité (mm)	178x110x130
Puissance ultrason (W)	50