



## Baños ultrasonidos

Ref. ZCC016, ZCC017, ZCC018, ZCC019, ZCC020, ZCC021, ZCC022

- Pantalla digital con selección de temperatura y tiempo.
- Incluye tapa y cestillo con soportes de goma y asas para un mejor agarre.
- Tanque de acero inoxidable AISI304 resistente al agua.
- Temporizador regulable de 0 a 30 min
- Temperatura regulable: T<sup>amb</sup> – 80°C
- Alimentación eléctrica 220V

### TANQUE DE ACERO

Tanque de acero inoxidable AISI304 resistente al agua.

### TANQUE DE ACERO

Tanque de acero inoxidable AISI304 resistente al agua.



REF- ZCC017

### AGARRES EXTERNOS

Con agarres externos para un mejor manejo del baño.



REF- ZCC020

### VÁLVULA DE DRENAJE

Para un mejor vaciado del tanque. Disponible para referencias ZCC019, ZCC020, ZCC021 y ZCC022

## Especificaciones técnicas

Referencia	ZCC016	ZCC017	ZCC019	ZCC020	ZCC021	ZCC018	ZCC022
Frecuencia (KHz)	40	40	40	40	40	40	40
Capacidad (L)	2	3	6	10	15	22	30
Tamaño tanque (mm)	150x140x100	240x140x100	300x155x150	300x240x150	330x300x150	500x300x150	500x300x200
Tamaño unidad (mm)	190x170x195	270x160x220	330x180x280	330x270x280	360x330x280	530x330x280	530x330x330
Potencia Calefacción (W)	100	100	300	300	400	500	500
Potencia Ultrasonidos (W)	60	120	180	240	360	480	600