

## Bain à ultrasons

Réf. ZCC016, ZCC017, ZCC018, ZCC019, ZCC020, ZCC021, ZCC022

- Affichage numérique avec sélection de la température et du temps.
- Comprend un couvercle et un panier avec des supports et des poignées en caoutchouc pour une meilleure prise en main.
- Cuve en acier inoxydable AISI304 étanche.
- Minuterie réglable de 0 à 30 minutes.
- Température réglable : T<sup>amb</sup> - 80°C
- Alimentation électrique 220V

### RÉSERVOIR

Réservoir résistant à l'eau en acier inoxydable AISI304.



RÉF- ZCC017

### POIGNÉES EXTERNES

Avec poignées externes pour une meilleure manipulation de la baignoire

### RÉSERVOIR

Réservoir résistant à l'eau en acier inoxydable AISI304.



RÉF- ZCC020

### VANNE DE VIDANGE

Il a une vanne de vidange pour vider le réservoir. Disponible pour référence ZCC019, ZCC020, ZCC021 y ZCC022

## Spécifications techniques

Référence	ZCC016	ZCC017	ZCC019	ZCC020	ZCC021	ZCC018	ZCC022
Fréquence (KHz)	40	40	40	40	40	40	40
Capacité (L)	2	3	6	10	15	22	30
Dimensions réservoir (mm)	150x140x100	240x140x100	300x155x150	300x240x150	330x300x150	500x300x150	500x300x200
Dimension de l'unité(mm)	190x170x195	270x160x220	330x180x280	330x270x280	360x330x280	530x330x280	530x330x330
Puissance de chauffe (W)	100	100	300	300	400	500	500
Puissance ultrason (W)	60	120	180	240	360	480	600