



Kit rampe de filtration INOX - 1 position

Réf. PJB021

Le raccordement de l'entonnoir au porte-filtre est fileté et ne nécessite donc pas de pince en aluminium.

Kit de filtration composé de :

1. Rampe de filtration avec 1 position
2. Porte-filtres en acier inoxydable
3. Entonnoir en acier inoxydable de 500mL
4. Adaptateur avec valve en acier inoxydable
5. Filtres PTFE 5 μ m

Référence	Description
PJB021	Kit rampe filtration en acier inoxydable, 1 position



Kit rampe de filtration INOX - 3 positions

Réf. PJB022

Le raccordement de l'entonnoir au porte-filtre est fileté et ne nécessite donc pas de pince en aluminium.

Kit de filtration composé de :

1. Rampe de filtration avec 3 positions
2. 3 porte-filtres en acier inoxydable
3. 3 entonnoires en acier inoxydable de 500mL
4. 3 adaptateurs avec valve en acier inoxydable
5. Filtres PTFE 5 μ m

Référence	Description
PJB022	Kit rampe filtration en acier inoxydable, 3 positions



Kit rampe de filtration INOX - 6 positions

Réf. PJB023

Le raccordement de l'entonnoir au porte-filtre est fileté et ne nécessite donc pas de pince en aluminium.

Kit de filtration composé de :

1. Rampe de filtration avec 6 positions
2. 6 porte-filtres en acier inoxydable
3. 6 entonnoires en acier inoxydable de 500mL
4. 6 adaptateurs avec valve en acier inoxydable
5. Filtres PTFE 5 μ m

Référence	Description
PJB023	Kit rampe filtration en acier inoxydable, 6 positions