



Brûleurs Bunsen simples

Réf. FFJ019, FFJ020, FFJ021, FFJ030, FFJ031 et FFJ032

- Fabriqués en laiton nickelé.
- Base en acier recouverte d'époxy avec un anneau en PVC anti-rayures.
- Avec clé à vis et stabilisateur de flamme.
- Conforme à la directive 90/396/CEE.
- Le modèle Poligas dispose d'un embout spécial réglable qui permet une utilisation avec tout type de gaz ; le réglage s'effectue en faisant pivoter le tube et en bloquant sa position avec l'anneau inférieur une fois la flamme souhaitée obtenue.

Référence	Connexion	Tube (diam × hauteur)	Gaz type
FFJ019	Olive	11x130 mm	Gaz liquide (GPL)
FFJ020	Olive	11x130 mm	Gaz naturel
FFJ021	Olive	11x150 mm	Poligas
FFJ030	Vissée 1/4"	11x130 mm	Gaz liquide (GPL)
FFJ031	Vissée 1/4"	11x130 mm	Gaz naturel
FFJ032	Vissée 1/4"	11x150 mm	Poligas



Brûleurs Bunsen de sécurité

Réf. FFJ022, FFJ023, FFJ024, FFJ033, FFJ034 et FFJ035

- Avec une soupape de sécurité homologuée et contrôlée par thermocouple qui coupe l'alimentation en gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
- Fabriqués en laiton nickelé.
- Base recouverte d'époxy avec un anneau en PVC anti-rayures
- Avec clé à vis et stabilisateur de flamme.
- Le modèle Poligas dispose d'un embout spécial réglable qui permet une utilisation avec tout type de gaz ; le réglage s'effectue en faisant pivoter le tube et en bloquant sa position avec l'anneau inférieur une fois la flamme souhaitée obtenue.
- Conforme à la directive 90/396/CEE

Référence	Connexion	Tube (diam × hauteur)	Gaz type
FFJ022	Olive	11x130 mm	Gaz liquide (GPL)
FFJ023	Olive	11x130 mm	Gaz naturel
FFJ024	Olive	11x150 mm	Poligas
FFJ033	Vissée 1/4"	11x130 mm	Gaz liquide (GPL)
FFJ034	Vissée 1/4"	11x130 mm	Gaz naturel
FFJ035	Vissée 1/4"	11x150 mm	Poligas



Brûleurs Bunsen de sécurité et allumage piézoélectrique

Réf. FFJ026, FFJ027, FFJ036 et FFJ037

- Avec une soupape de sécurité homologuée et contrôlée par thermocouple qui coupe l'alimentation en gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.
- Fabriqués en laiton nickelé.
- Base recouverte d'époxy avec un anneau en PVC anti-rayures.
- Équipé d'un système d'allumage piézoélectrique.
- Conforme à la directive 90/396/CEE.

Référence	Connexion	Gaz type	∅ Base	Hauteur
FFJ026	Olive	Gaz liquide (GPL)	90 mm	150 mm
FFJ027	Olive	Gaz naturel	90 mm	150 mm
FFJ036	Vissée 1/4"	Gaz liquide (GPL)	90 mm	150 mm
FFJ037	Vissée 1/4"	Gaz naturel	90 mm	150 mm



Meker Brûleurs

Réf. FFJ028, FFJ029, FFJ038 et FFJ039

- Avec grille, clé et régulateur d'air
- Fabriqué en laiton nickelé
- Base en acier revêtue d'époxy avec anneau en PVC anti-rayures
- Conforme à la directive CE 90/396

Référence	Connexion	Gaz type	∅ Base	Hauteur
FFJ028	Olive	Gaz liquide (GPL)	90 mm	150 mm
FFJ029	Olive	Gaz naturel	90 mm	150 mm
FFJ038	Vissée 1/4"	Gaz liquide (GPL)	90 mm	150 mm
FFJ039	Vissée 1/4"	Gaz naturel	90 mm	150 mm