

Nombre del emisor / Productor: GLASSCO LABORATORY EQUIPMENTS PVT. LTD.
Dirección del emisor / Productor: Manglai, P.O. Khudda Kalan, Ambala Cantt - 133001 Haryana, India
Objeto de la Declaración: Matraz en forma de pera
Material: Vidrio borosilicato
Propósito de uso: Los matraces en forma de pera se utilizan para evaporar soluciones. Post síntesis utilizando un evaporador rotatorio, la forma de 'V redondeada' de los matraces permiten que los materiales sólidos se recuperen más eficientemente que de un matraz de fondo redondo.

Especificaciones del matraz especificado en Tabla-1, DIN 12383

Referencia	Descripción	Esmerilado	Capacidad mL	Pack Uds.	
PBM001	Matraz forma pera	14/23	25	10	
PBM005	Matraz forma pera	14/23	50	10	
PBM006	Matraz forma pera	14/23	100	10	

*no DIN

El objeto de la declaración descrito anteriormente está en conformidad con los requisitos de los siguientes documentos:

- DIN ISO 3585 Vidrio borosilicato 3.3
- DIN 12383 Vidrio de laboratorio - Matraz forma pera

Material: Los anteriores están hechos de DIN ISO 3585:1998, vidrio Boro 3.3 resistente al calor que cumple con la norma ASTM E-438, TIPO-1, CLASE-A.

Cumplimiento: Estos matraces cumplen en todos los aspectos las características, las medidas y la precisión están en plena conformidad con las disposiciones de la norma DIN 12383.

Información adicional:

Glassco ha instalado el sistema de control de calidad según ISO 9001 y los productos entregados al mercado cumplen plenamente con las especificaciones técnicas según la norma y con todos los requisitos fundamentales para dichos productos.

Certificado No. IPK 0039.69-01 emitido por Intertek Certification Limited, un organismo acreditado del sistema de gestión de UKAS