



## ► Balanzas de bolsillo, serie 5043

Las balanzas de bolsillo Nahita presentan un diseño actual y muy compacto facilitando su transporte en un bolso de mano e incluso en el bolsillo. Permiten realizar pesadas precisas de por ejemplo piedras y metales preciosos, hierbas medicinales o ingredientes de una dieta de adelgazamiento:

1| Manejo a través de pantalla táctil retroiluminada para una fácil lectura.

2| Diseño compacto y resistente con tapa de plástico que protege al sensor de golpes y sobrecargas, y plato de pesada de acero inoxidable.

3| Función de pesada, recuento de piezas y tara por tecla de acceso directo.

4| Calibración en un punto (pesa de calibración no incluida).

5| Apagado automático tras 1 minuto de no uso permitiendo alargar la vida de las baterías.

6| Indicador en pantalla de batería baja (LO) y de sobrecarga (O\_Ld).



Referencia	KBH001	KBH002	KBH003
Capacidad	100 g	200 g	500 g
Sensibilidad	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Unidades de medida	g, ct, dwt, oz, ozt		
Funciones	Pesada, recuento de piezas y tara		
Dimensiones plato	60x60 mm		
Dimensiones	70x11 x 0 mm		
Alimentación	Pilas 1. V, tipo AAA		