



Pipeteador electrónico

REF. - MBD002

- Velocidad intuitiva y conveniente con 6 niveles
- Pipeteador ligero compatible con pipetas serológicas de vidrio o plástico (0,1-100 ml)
- Diseño ergonómico para un pipeteo simple, eficaz y sin fatiga
- Con pantalla LCD que muestra el estado de la batería y la velocidad de pipeteo
- Motor silencioso y potente con capacidad de llenado para una pipeta de 25 ml en menos de 5 segundos
- Batería de ion de litio de larga duración



Características técnicas

Referencia	MBD002
Velocidad de aspiración	25mL < 5s (6 niveles)
Modos dispensación	Motor/Gravedad
Batería	Ion litio
Vida útil batería	Más de 8 horas de uso intermitente
Tiempo de carga	2-3 horas
Pipetas compatibles	De vidrio o plástico (0.1-100mL), pipetas Pasteur
Filtro	0.45 μm hidrofóbico
Peso	200 g