




Soportes de corcho

Ref. BJQ001- BJQ002 - BJQ003 - BJQ004 - BJQ005

De gran estabilidad para mantener en pie matraces de fondo redondo de diferentes tamaños. Disponibles en diversos tamaños para adaptarse a distintos volúmenes de matraces.



Especificaciones técnicas

Referencia	BJQ001	BJQ002	BJQ003	BJQ004	BJQ005
Díámetro	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
d1	50 mm	65 mm	90 mm	110 mm	125 mm
d2	30 mm	45 mm	70 mm	90 mm	100 mm
H	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
P/matraces	50-100 mL	250 mL	500 mL	1000 mL	2000 mL

Soporte de goma

Ref. BJQ006



Con un diámetro máximo de 90 mm puede sujetar matraces de hasta 500 mL.

Referencia	BJQ006
Díámetro	90 mm
Altura	50 mm

Soportes de polipropileno

Ref. BJQ007



Con un diámetro máximo de 160 mm puede sujetar matraces de hasta 10 L.

Referencia	BJQ007
Díámetro	160 mm
Altura	50 mm