



## Jeringas con boquilla Luer

- Fabricadas en vidrio neutro. Punta del émbolo marcado con anillo ámbar
- Intercambiables. Se suministran en embalaje individual.
- Esterizables al vapor por autoclave. Se recomienda hacerlo a 134°C durante 10 minutos, separando el émbolo del cilindro.
- Boquilla Luer de vidrio, Luer metal o luer  
NO APTO PARA USO MÉDICO

## Características técnicas

Capacidad	Boquilla Luer Lock	Boquilla Luer metal	Boquilla Luer de vidrio
1 mL	MMB002	MMB011	MMB043
2 mL	MMB003	MMB032	MMB044
3 mL	MMB004	MMB033	MMB045
5 mL	MMB005	MMB034	MMB046
10 mL	MMB006	MMB013	-
20 mL	MMB007	MMB012	-
30 mL	MMB008	MMB014	MMB049
50 mL	MMB009	MMB035	MMB050
100 mL	MMB010	-	-