



Seringues avec embout Luer

- Fabriqué en verre neutre. Pointe du piston marquée d'un anneau ambre.
- Interchangeable. Emballé individuellement.
- Stérilisable à la vapeur par autoclave. Il est recommandé de le faire à 134°C pendant 10 minutes, en séparant le piston du cylindre.
- PAS POUR USAGE MÉDICAL

Spécifications techniques

Capacité	Luer Lock	Luer metal	Luer glass
1 mL	MMB002	MMB011	MMB043
2 mL	MMB003	MMB032	MMB044
3 mL	MMB004	MMB033	MMB045
5 mL	MMB005	MMB034	MMB046
10 mL	MMB006	MMB013	-
20 mL	MMB007	MMB012	-
30 mL	MMB008	MMB014	MMB049
50 mL	MMB009	MMB035	MMB050
100 mL	MMB010	-	-