





Centrífugas monocabezal de sobremesa digitales

- 1 | Rotor angular de aluminio pintado.
- 2 | Ajuste digital de parámetros.
- 3 | Carcasa de acero pintado al horno.
- 4 | Tapa de metacrilato abatible con anclaje de bloqueo.
- 5 | Patas de ventosa.
- 6 | Interruptor de contacto de tapa y cierre electromagnético.
- 7 | Tubos tipo Falconer (16x100 mm), con el adaptador GBK003 pueden centrifugarse tubos Vacutainer de 13x75 mm y 13x100 mm (retirando la contera para los de 13x100 mm)



Rotor: para tubos tipo Falconer de 16x100 tubos Vacutainer de 13x75 (utilizando adaptador GBK003 y de 13x100 (retirano la contera)



Detalle panel de mandos

Referencia	GBF011	GBF012
Modelo	2650-D	2650-D+
Motor	Con escobillas	De inducción (sin escobillas)
Capacidad	12 tubos de 15 mL	
Rango de velocidad	500-4000 rpm (incremento de 50 rpm)	
Máxima FCR	2110xg (incremento de 10xg)	
Temporizador	10 seg - 99 min 59 seg	
Pantalla	LCD retroiluminada	
Dimensiones	330x 285x270 mm	
Peso	9,75 kg	
Alimentación	220V/50Hz	