



FLACONS À VIS, ETROITE OUVERTURE - DIN18

Verre blanc - Réf. CGG014 - CGG019

Verre jaune - Réf. CGG020 - CGG025

Verre bleu cobalt - Réf. CGG026 - CGG054

Verre vert - Réf. CGG030 - CGG060

- Remplissant les spécifications de la Pharmacopée Européenne et des Etats-Unis.
- Fabriqués en verre sodocalcique type III.
- Disponibles en verre transparent, ambré, bleu cobalt et vert.
- Système de contrôle de qualité du produit sous garantie d'analyses physiques et chimiques: vérification des caractéristiques dimensionnelles, résistance au choc thermique, résistance hydrolytique et résistance à la pression.
- Vis DIN 18.




Flacons verre blanc Spécifications techniques

| Référence | Couleur | | | | | | |
|-----------|---------|--------|---------|--------|-------|--------|----|
| CGG014 | Transp. | 5 mL | 6,7 mL | 50 mm | 22 mm | DIN 18 | 22 |
| CGG015 | Transp. | 10 mL | 12,5 mL | 58 mm | 25 mm | DIN 18 | 27 |
| CGG016 | Transp. | 15 mL | 20 mL | 65 mm | 28 mm | DIN 18 | 35 |
| CGG017 | Transp. | 30 mL | 35 mL | 79 mm | 33 mm | DIN 18 | 48 |
| CGG018 | Transp. | 50 mL | 57 mL | 92 mm | 37 mm | DIN 18 | 55 |
| CGG019 | Transp. | 100 mL | 105 mL | 112 mm | 44 mm | DIN 18 | 88 |




Flacons verre jaune Spécifications techniques

| Référence | Couleur |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| CGG020 | Jaune | 5 mL | 6,7 mL | 50 mm | 22 mm | DIN 18 | 22 |
| CGG021 | Jaune | 10 mL | 12,5 mL | 58 mm | 25 mm | DIN 18 | 27,5 |
| CGG022 | Jaune | 15 mL | 20 mL | 65 mm | 28 mm | DIN 18 | 35 |
| CGG023 | Jaune | 30 mL | 35 mL | 79 mm | 33 mm | DIN 18 | 48 |
| CGG024 | Jaune | 50 mL | 57 mL | 92 mm | 37 mm | DIN 18 | 55 |
| CGG025 | Jaune | 100 mL | 105 mL | 112 mm | 44 mm | DIN 18 | 88 |




Flacons verre bleu cobalt Spécifications techniques

| Référence | Couleur |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|---|---|---|---|---|---|
| CGG026 | Bleu cobalt | 5 mL | 6,7 mL | 50 mm | 22 mm | DIN 18 | 22 |
| CGG027 | Bleu cobalt | 10 mL | 12,5 mL | 58 mm | 25 mm | DIN 18 | 27 |
| CGG028 | Bleu cobalt | 15 mL | 20 mL | 65 mm | 28 mm | DIN 18 | 35 |
| CGG029 | Bleu cobalt | 30 mL | 35 mL | 79 mm | 33 mm | DIN 18 | 48 |
| CGG053 | Bleu cobalt | 50 mL | 57 mL | 92 mm | 37 mm | DIN 18 | 55 |
| CGG054 | Bleu cobalt | 100 mL | 105 mL | 112 mm | 44 mm | DIN 18 | 88 |



Flacons verre vert Spécifications techniques

| Référence | Couleur |  |  |  |  |  |  |
|-----------|---------|---|---|---|---|---|---|
| CGG030 | Vert | 5 mL | 6,7 mL | 50 mm | 22 mm | DIN 18 | 22 |
| CGG031 | Vert | 10 mL | 12,5 mL | 58 mm | 25 mm | DIN 18 | 27 |
| CGG032 | Vert | 15 mL | 20 mL | 65 mm | 28 mm | DIN 18 | 35 |
| CGG033 | Vert | 30 mL | 35 mL | 79 mm | 33 mm | DIN 18 | 48 |
| CGG059 | Vert | 50 mL | 57 mL | 92 mm | 37 mm | DIN 18 | 55 |
| CGG060 | Vert | 100 mL | 105 mL | 112 mm | 44 mm | DIN 18 | 88 |



BOUCHONS POUR FLACONS VERRE - DIN18



Bouchon compte-gouttes Spécifications techniques

| Référence | Couleur | Description |
|-----------|---------|---|
| CGL024 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 5 mL |
| CGL003 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 5 mL |
| CGL025 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 10 mL |
| CGL004 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 10 mL |
| CGL026 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 15 mL |
| CGL005 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 15 mL |
| CGL027 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 30 mL |
| CGL006 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 30 mL |
| CGL028 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 50 mL |
| CGL007 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 50 mL |
| CGL029 | Noir | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 100 mL |
| CGL008 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 100 mL |



Bouchon de sécurité avec scellé, PP Spécifications techniques

| Référence | Couleur | Description |
|-----------|---------|---|
| CGL001 | Blanc | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 5 mL |
| CGL002 | Jaune | Bouchon compte-gouttes pour flacons de 5 mL |



Bouchon compte-gouttes interne, PE Spécifications techniques

Bouchon cellé, compte-gouttes interne longueur de la tige: 16,5mm

| Référence | Couleur | Description |
|-----------|---------|------------------------|
| CGL023 | Blanco | Compte-gouttes interne |



Bouchon noir, PE Spécifications techniques

| Référence | Couleur |
|-----------|---------|
| CGL030 | Noir |