



## Support ouvert pour un entonnoir

Réf. BJS007

Fabriqué en polypropylène.  
Comprend 2 douilles pour les tiges de support de 12,7 mm ou 9,5 mm de diamètre.



### Spécifications techniques

Référence	Capacité
BJS007	2 entonnoirs de séparation d'une capacité de 250 mL à 1000 mL

## Support fermé pour un entonnoir

Ref. BJS008

Fabriqué en polypropylène.  
Comprend deux douilles pour les tiges de support de 12,7 mm ou 9,5 mm de diamètre.



### Spécifications techniques

Référence	Capacité
BJS008	L'anneau intérieur amovible: entonnoirs de 25 à 76 mm de diamètre supérieur L'anneau extérieur: 76 à 152 mm de diamètre supérieur

## Support pour deux entonnoirs

Ref. BJS009

Fabriqué en polypropylène.  
Comprend deux douilles pour les tiges de support de 12,7 mm ou 9,5 mm de diamètre.



### Spécifications techniques

Référence	Capacité
BJS009	L'anneau intérieur amovible: entonnoirs de 25 à 76 mm de diamètre supérieur L'anneau extérieur: 76 à 152 mm de diamètre supérieur