



# Centrifugeuse angulaire numérique Fugelab-GB10

## Réf. GLC004

La centrifugeuse Fugelab-GB10 est une avancée technologique conçue pour optimiser le processus de centrifugation et obtenir des résultats, précis et efficace. Grâce à une combinaison unique de caractéristiques et de cette centrifugeuse devient un outil essentiel pour les chercheurs et les professionnels à la recherche d'une séparation fiable et rapide dans une variété d'applications.

- Le boîtier et le couvercle sont tous deux dotés d'une base métallique.
- Support de rotor et de tube en plastique.
- Programmation en RPM ou FCR.
- Mémoire du dernier programme effectué.
- Fonction de rotation courte.
- Avertissement sonore final et ouverture automatique du couvercle.
- Système d'ouverture d'urgence en cas de panne de courant.
- Double système de sécurité dans le couvercle avec verrouillage électromagnétique et mécanique.
- Moteur à induction sans entretien.

Centrifugeuse de paillasse contrôlée par microprocesseur, équipée d'un moteur à induction sans entretien, pour la centrifugation d'une large gamme de tubes de 5 mL à 15 mL (consulter les adaptateurs).

Avec une programmation numérique via un écran LED et un clavier simple et convivial, l'appareil peut être programmé en RPM ou FCR et possède une mémoire du dernier programme de centrifugation. Il est doté d'une large base métallique et de pieds robustes pour une bonne fixation au plan de travail, ce qui lui permet d'effectuer les programmes de centrifugation de manière totalement stable et silencieuse. Convient aux techniques de laboratoire de routine telles que la concentration des suspensions cellulaires, la séparation du sérum ou du plasma, etc.

Fonction de rotation courte. Mémoire du dernier programme exécuté.



## Spécifications techniques

Référence	GLC004
Modèle	Fugelab-GB10
Vitesse	100~4000 rpm (incrément de 10 rpm)
FCR	2250 ×g (incrément de 10 ×g)
Minuterie	1-99 minutes
Capacité maximale	240 mL
Poids	16 Kg
Dimensions	485×375×290 mm
Alimentation	220 VAC, 50/60 Hz
Consommation	110 W



# Centrifugeuse angulaire numérique Fugelab-GB10

Réf. GLC004

## Rotors angulaires



Rotor angulaire | GBK016  
12×15 mL  
4000 rmp / 2250 ×g



Rotor angulaire | GBK021  
18×10 mL  
4000 rmp / 2250 ×g



Rotor angulaire | GBK022  
24×5/10 mL  
4000 rmp / 2250 ×g

## Accessoires



Adaptateur | GBK002  
Tubes de 13×100 mm



Adaptateur | GBK003  
Tubes de 13×75 mm

Porte-tube | GBK019

## Compatibilité des accessoires

Réf.	Description	Tubes nécessaires	Utilisé dans	Inclus
<b>GLC004</b>				
GBK002	Adaptateur pour tubes de 13×100 mm	Tubes Vacutainer 13×100 mm	GBK016	Non
GBK003	Adaptateur pour tubes de 13×75 mm	Tubes Vacutainer 13×75 mm	GBK016	Non
GBK019	Porte-tubes pour centrifugeuse Fugelab - 6B10	Tubes Falcon 15 mL	GBK016	Oui

## TUBES RECOMMANDÉS

### Tubes Falcon 15 mL

BGD010, BGD082, BGD083, BGD084, BGD024, BGD025, BGD039, BGD029, BGD030, BGD031, BGD032, BGD033