



Récipient pour échantillons

Réf. ZMD010, ZMD011, ZMD012, ZMD013

- Fabriqués en polystyrène ou en polypropylène de haute qualité. Les récipients en polypropylène peuvent résister à des températures allant jusqu'à 121 °C et peuvent être stérilisés à l'autoclave
- Graduation claire en relief pour une lecture facile
- Bouchon à vis



Spécifications techniques

Référence	ZMD010	ZMD011	ZMD012	ZMD013
Matériau	PS	PP	PP	PP
Volume (mL)	30	60	90	120
Emballage	1000 pièces / boîte	500 pièces / boîte	400 pièces / boîte	250 pièces / boîte