

**CARACTERÍSTICAS LÍNEA EASY - MODELO GW0160S**

Lavadora para vidrios de tamaño medio, fácil de usar y económica, estos son los puntos clave de la "Easy". Construida totalmente en acero AISI 304L, puede alcanzar una temperatura de 85°C.

**CARACTERÍSTICAS LÍNEA BÁSICA - MODELOS GW2145, GW1160S Y GW4060S**

Gama de lavadoras profesionales, se basa en tres conceptos básicos: materiales de alta calidad, pequeño tamaño y facilidad de uso. de aire "Dry system".



Modelo GW2145 con cestillos incorporados



MODELO	GW0160S	GW2145	GW1160S	GW4060S
Código	5802017	5801003	5802011	5804003
Programas estándares almacenados	7	15	15	15
Reloj y fecha	Sí	Sí	Sí	Sí
Fases reprogramables	No	6	6	6
Temperatura en el tanque, precisión y sensores	85 °C	de ambiente a 95 °C - 0,1°C - PT 1000		
Visualizador	2 dígitos	4 dígitos	4 dígitos	4 dígitos
Sensor de nivel de detergente	No	Opcional	Opcional	Opcional
Dosificador de detergente en polvo alcalino	No	Sí	No	No
Bomba para dosificar el detergente líquido alcalino	Sí	Opcional	Sí	Sí
Seguridad y Cierre de seguridad	termostato de seguridad, bloqueo de puerta con desbloqueo electromagnético			
Indicaciones de alarma	sí, audible y visual			
Menú de búsqueda de averías	No	Sí	Sí	Sí
Modificación de programas	No	Sí	Sí	Sí
Trazabilidad	No	Sí	Sí	Sí
Puerto serie RS232 para conectar al PC y para impresora	No	Sí	Sí	Sí
Archivo de ciclos	No	Sí	Sí	Sí
Descarga de archivo de ciclos	No	Sí	Sí	Sí
Sistema de secado por ventilación	No	No	No	Sí
Alimentación de agua de red fría	sí, dureza máx. 42 °F			
Alimentación de agua desmineralizada	sí, < 20 µS/cm			
Bomba booster para agua desmineralizada	Opcional			
Ablandador incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Bomba de recirculación	400 l/min	200 l/min	400 l/min	400 l/min
DIMENSIONES externas Alto/Ancho/Fondo	600x605x850 (830)	450x620x850 (830)	600x605x850 (830)	600x605x850 (830)
DIMENSIONES internas Alto/Ancho/Fondo	520x515x545	380x480x590	520x515x545	520x515x545
Peso Kg	72	61	74	74
Ruido	máx. 50 dB			
ACERO (Tanque de lavado)	AISI304	AISI316	AISI316	AISI316
ACERO (Revestimiento externo)	AISI304	AISI304	AISI304	AISI304

Recomendamos los detergentes originales SMEG:

Deterliquid D2, detergente líquido alcalino universal, de gran potencia, 5 litros. Código 5801316. Acidglass P2, neutralizante ácido, de gran potencia, 5 litros. Código 5800318

**ACCESORIOS** (Para más información, solicite catálogo adicional).



**LM40** Bandeja universal para el lavado máx. de 40 piezas (para 8 medidas de adaptadores).

Código **5800262**


**LM40DS** (para secado con aire). Código **5800300**



**LM40S** Bandeja superior para el lavado máx. de 40 piezas. Altura máxima 22 cm.


Código **5800264**

**LM40SDS** (para secado con aire). Código **5800303**



**SB30** Media bandeja universal para cualquier medida de vasos. Adaptable a los cestos CS-1, CS-2 y LM-20.

Código **5800288**



**SB28** Media bandeja universal para vasos y frascos. Adaptable a los cestos CS-1, CS-2 y LM-20.


Código **5800272**



**LM20** Bandeja universal para 20 matraces y 1/2 cestillo libre para accesorio.

Código **5800273**

**LM20DS** (para secado con aire). Código **5800301**



**LM80** Bandeja de dos niveles con una capacidad máxima de 68 piezas de altura máxima 22 cm.

Código **5800265**

**LM80DS** (para secado con aire). Código **5800304**



**LPM20/20** Bandeja mixta para matraces y pipetas con capacidad máxima para 20 pipetas de 55 cm. y 20 matraces de 49 cm de altura.

Código **5800266**


**LPM2020DS** (para secado con aire). Código **5800302**



**LPT100** Lavapipetas especial para el lavado de 100 pipetas con capacidad de 1 a 20 ml. Altura máxima 45 cm.

Código **5800278**

**LPT100DS** (para secado con aire). Código **5800310**



**Cesto lavaprobetas** con capacidad para 160 probetas. Adaptable a los cestos CS-1, CS-2 y LM-20. (Se suministra en unidades).


Modelo	Código	Altura
CP - 105	<b>5800267</b>	7,5 cm
CP - 132	<b>5800268</b>	10,5 cm
CP - 192	<b>5800269</b>	16,5 cm
CP - 222	<b>5800270</b>	20 cm



**CSK2** Cesto para pequeños objetos.


Adaptable a los cestos CS-1, CS-2 y LM-20.

Código **5800299**



**CS1** Cesto superior universal.

Código **5800284**



**CS2** Cesto inferior universal.

Código **5800285**