



Autoclaves électriques pour stérilisation



TROIS SYSTEMES DIFFERENTS DE REGULATION ET CONTRÔLE :

1
SYSTEME
REGULATION

CONTRÔLE PAR PRESSOSTAT ET PURGE ATMOSPHERIQUE
MICRO 8 MED 12 MED 20



2
SYSTEME
REGULATION

CONTRÔLE DE TEMPERATURE ET CYCLE
PAR MICROPROCESSEUR ET PURGE
ATMOSPHERIQUE

AUTESTER P 1,5 (mod. vertical)
PRESOCLAVE III 50 (mod. vertical)
PRESOCLAVE III 80 (mod. vertical)
PRESOCLAVE II 150 (mod. vertical)



3
SYSTEME
REGULATION

CONTRÔLE DE TEMPERATURE ET CYCLE PAR MICROPROCESSEUR
ET PURGE PAR VIDE FRACTIONNE

AUTESTER ST DRY PV-B 12 (mod. horizontal)
AUTESTER ST DRY PV-B 18 (mod. horizontal)
AUTESTER ST DRY PV-B 23 (mod. horizontal)

AUTESTER ST DRY PV-III 25 (mod. horizontal)



Avec sortie RS-232 pour impression de paramètres par ordinateur ou connexion à une imprimante.



AUTESTER ST DRY PV-III 50 (mod. vertical)
AUTESTER ST DRY PV-III 80 (mod. vertical)
AUTESTER ST DRY PV-III 150 (mod. vertical)
PRESOCLAVE PLUS III 50 (mod. vertical)
PRESOCLAVE PLUS III 80 (mod. vertical)
PRESOCLAVE PLUS III 150 (mod. vertical)



Dans les autoclaves ci-dessous, avec le panneau de commandes, on peut s'incorporer l'imprimante.

| MODELES | Code | Cycle séchage | Capacité litres | Température °C | Pression bar | Consom. W | Règlement | Système purgé | Position |
|----------------------------|---------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------------|
| MICRO 8 | 4001745 | NO | 8 | 121 et 134 | 1 et 2 | 1000 | Pressostat | Manual | Paillasse / vertical |
| MED 12 | 4001756 | NO | 12 | 121 et 134 | 1 et 2 | 1800 | Pressostat | Atmosphérique | Paillasse / vertical |
| MED 20 | 4001757 | NO | 20 | 121 et 134 | 1 et 2 | 2500 | Pressostat | Atmosphérique | Vertical |
| PRESOCLAVE III 50 | 4001758 | NO | 50 | 115 à 134 | 0,62 à 2 | 3600 | Electronique | Atmosphérique | Vertical |
| PRESOCLAVE III 80 | 4001759 | NO | 80 | 115 à 134 | 0,62 à 2 | 3600 | Electronique | Atmosphérique | Vertical |
| PRESOCLAVE PLUS III 50 | 4001770 | NO | 50 | 115 à 134 | 0,62 à 2 | 3600 | Electronique | Atmosphérique | Vertical |
| PRESOCLAVE PLUS III 80 | 4001771 | NO | 80 | 115 à 134 | 0,62 à 2 | 3600 | Electronique | Atmosphérique | Vertical |
| PRESOCLAVE PLUS II 150 | 4001772 | NO | 150 | 115 à 134 | 0,62 à 2 | 7500 | Electronique | Atmosphérique | Vertical |
| AUTESTER ST DRY PV-B 12 | 4001737 | OUI | 12 | 121 et 134 | 1 et 2 | 1800 | Microprocesseur | Vide Fractionné | Paillasse / horizontal |
| AUTESTER ST DRY PV-B 18 | 4001728 | OUI | 18 | 121 et 134 | 1 et 2 | 1500 | Microprocesseur | Vide Fractionné | Paillasse / horizontal |
| AUTESTER ST DRY PV-B 23 | 4001731 | OUI | 23 | 121 et 134 | 1 et 2 | 1700 | Microprocesseur | Vide Fractionné | Paillasse / horizontal |
| MED 40 CLT | 4002000 | NO | 40 | 105 et 125 | 0 à 1 | 6000 | Electronique | Atmosphérique | Vertical |
| AUTESTER ST DRY PV-III 25 | 4002420 | OUI | 25 | 105 à 134 | 0,21 à 2 | 2510 | Microprocesseur | Vide Fractionné | Paillasse / horizontal |
| AUTESTER ST DRY PV-III 50 | 4002516 | OUI | 50 | 105 à 134 | 0,21 à 2 | 3600 | Microprocesseur | Vide Fractionné | Vertical |
| AUTESTER ST DRY PV-III 80 | 4002519 | OUI | 80 | 105 à 134 | 0,21 à 2 | 3600 | Microprocesseur | Vide Fractionné | Vertical |
| AUTESTER ST DRY PV-III 150 | 4002518 | OUI | 150 | 105 à 134 | 0,21 à 2 | 7500 | Microprocesseur | Vide Fractionné | Vertical |