




## Placas circulares en batería "Uniplac"

PARA TEMPERATURAS REGULABLES SOBRE PLACA HASTA 400 °C.  
ADECUADO PARA ENSAYOS DE DIGESTIÓN KJELDAHL  
Y EXTRACCIÓN SOXHLET.

### CARACTERÍSTICAS

Regulación de temperatura a impulsos de energía independiente en cada plaza.  
Placa calefactora en acero indeformable con los elementos calefactores circundantes en toda su superficie.   
Soporte posterior con varilla regulable en altura e inclinación para facilitar la sujeción de matraces, refrigerantes, etc.  
Mueble exterior en acero inox. AISI 304.

### PANEL DE MANDOS

Independiente en cada plaza.  
- Reguladores de temperatura a impulsos de energía.  
- Lámparas de señalización de funcionamiento de los calefactores.

### MODELOS

Código	Plazas nº	Ø placa cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Consumo W	Peso Kg
6002314	4	12	23	77	27	2200	15
6002316	6	12	23	105	27	3300	22

### ACCESORIOS PARA DIGESTIÓN KJELDAHL

**Tubos colectores** en vidrio borosilicato.

Código **1000104** Para 4 plazas.

Código **1000106** Para 6 plazas.



**Pinzas para tubos colectores de vapor** para matraces Kjeldahl, en acero inox. AISI 304.

Código **6000008**



**Varilla soporte** en acero inox. AISI 304 para matraces de digestión de Kjeldahl.

Código **6023141** Para 4 plazas.

Código **6023161** Para 6 plazas.



**Adaptador** en aluminio para matraces Kjeldahl de 300 a 800 ml y de fondo redondo y Soxhlet de 250 a 500 ml.

Código **1002280**



**Adaptador** en aluminio para matraces Kjeldahl de 50 a 100 ml y de fondo redondo de 50 a 100 ml.

Código **1002290**



### ACCESORIO

**Recipiente** en acero inox. AISI 304 adaptable de 140 Ø y 75 mm alto, con discos reductores. Útil para baño María, de aceite o de arena.

Código **7002510**



### SISTEMA DE EXTRACCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE GASES.

Limita el consumo de agua.



#### "Scrubber"

Características (ver pág. 305).

#### Modelos

#### Unidad "Scrubber"

Código	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Peso Kg
<b>4001611</b>	32	31	16	2

Se suministra con 3 kg. de producto neutralizador de gases ácidos.

#### Bomba de vacío de recirculación de agua

Código	Alto / Ancho / Fondo (exterior) cm			Nivel de vacío bar	Caudal de vacío litros/minuto	Peso Kg
<b>4001612</b>	44	39	28	0,98	10	10

### ACCESORIOS EXTRACCIÓN DE SOXHLET



**Doble nuez para sujetar pinzas.**

Código **1000069**



**Pinza para sujetar matraces o refrigerantes.**

Código **7000403**