

ACCESSOIRES COMMUNS. Tubes en plastique et verre.

Tubes et flacons en plastique avec bouchon à vis.

Volume ml	Dimensions mm	Marque	Code	Matière	Rcf xg	Température °C
10	16 Ø x 80	Comecta	5752399	Polypropylène	50000	4 ... 121
		Herolab	5752421	Polypropylène	57000	-180 ... 145
		Herolab	5752401	Polycarbonate	57000	-150 ... 121
30	25 Ø x 92	Comecta	5752398	Polypropylène	50000	4 ... 121
		Herolab	5752955	Polypropylène	64000	-180 ... 145
		Herolab	5752951	Polycarbonate	64000	-150 ... 121
50	29 Ø x 103	Comecta	5752397	Polypropylène	50000	4 ... 121
		Herolab	5753205	Polypropylène	69000	-180 ... 145
		Herolab	5753201	Polycarbonate	69000	-150 ... 121
80	38 Ø x 105	Comecta	5752396	Polypropylène	40000	4 ... 121
		Herolab	5753243	Polypropylène	50000	-180 ... 145
		Herolab	5753241	Polycarbonate	50000	-150 ... 121
200	56,6 Ø x 104	Herolab	5715202	Polypropylène	10000	-180 ... 145
		Herolab	5715203	Polycarbonate	10000	-150 ... 121
250	62 Ø x 122	Comecta	5752395	Polypropylène	13200	4 ... 121
		Herolab	5753411	Polypropylène	33000	-180 ... 145
		Herolab	5753401	Polycarbonate	33000	-150 ... 121
500	70 Ø x 165	Herolab	5753512	Polypropylène	14000	-180 ... 145
		Herolab	5753501	Polycarbonate	14000	-150 ... 121
1000	98 Ø x 175	Herolab	5752571	Polypropylène	4936	-180 ... 145
		Herolab	5752561	Polycarbonate	4936	-150 ... 121



Tubes HEROLAB en polycarbonate transparent et polypropylène translucide. Autoclavables.

Tubes COMECTA en polypropylène translucide. Autoclavables.



Tubes en verre.

Volume	Dimensions mm	Code
Microhématocrite*	1,4 Ø x 75	7000910
7 ml	12 Ø x 100	7000773
15 ml	16,5 Ø x 100	7000772
25 ml	24 Ø x 100	7000771
50 ml	34 Ø x 100	7000770
100 ml	44 Ø x 104	7000769
250 ml	56 Ø x 147	7000768
ASTM	Conique	7001088
ASTM	Forme poire	7000767

*Boîte de 100 unités.

RECHANGES

Gaines pour loger les tubes.

Pour centrifugeuse modèle	Code 15 ml plastique	Code 15 ml plastique	Code 50 ml métallique	Code 100 ml métallique
Cencom II	Oui			
Code 7002240				
Centro-8	Oui			
Code 7002356				
Centromix BLT	Rotor			
Code 7002556	7000550			
Meditronic BLT	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
Code 7001476	7000743	7000742	7000741	
Medifriger BLT	Rotor	Rotor	Rotor	Rotor
Code 7001477	7000743	7000742	7000741	
Macrotronic BLT	Rotor	Rotor		
Code 7001485	7000560	7000561		
Macrofriger BLT	Rotor	Rotor		
Code 7001486	7000560	7000561		

TOUS LES ROTORS, POTS ET ADAPTATEURS SONT DÔMENT GRAVÉS, AVEC SYSTÈME DE MARQUAGE PAR LASER INALTÉRABLE, POUR UNE IDENTIFICATION OPTIMALE.

ACCESSOIRES pour la cytologie.

Description	Code
1. Support de fixation à clip	5004050
2. Conteneur d'un échantillon	5004051
3. Conteneur de deux échantillons	5004052
4. Filtre	5004053
5. Lame cytologie a 1 cercle	5004054
6. Lame cytologie a 2 cercles	5004055
7. Conteneur jetable 1 échantillon	5004056
8. Conteneur jetable 2 échantillons	5004057

