



▶ Copas de vidrio con forma de campana



BORO
3.3

DIMENSIONES



- 1 | Fabricadas en vidrio borosilicato.
- 2 | Tienen una base ancha y estable, con pico.
- 3 | Las copas están graduadas.

Referencia	Capacidad	d1	d2	h.
CBD008	5 mL	26 mm	22 mm	70 mm
CBD010	25 mL	39 mm	30 mm	90 mm
CBD011	50 mL	50 mm	38 mm	110 mm
CBD012	100 mL	62 mm	49 mm	130 mm
CBD013	250 mL	84 mm	67 mm	160 mm
CBD014	500 mL	102 mm	80 mm	200 mm
CBD015	1000 mL	126 mm	100 mm	240 mm