



Pipetas Pasteur plásticas

Ref. DLB010, DLB011, DLB022, DLB023, DLB024, DLB025, DLB026, DLB027, DLB028, DLB029, DLB030, DLB031

- Fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) transparente
- Libres de DNasa/RNasa, endotoxinas y pirógenos
- Buena estabilidad química
- Graduación en relieve
- Precisas y con buena repetibilidad
- Las pipetas estériles con envoltorio individual. Esterilizadas con óxido de etileno.



Referencia	Embalaje
DLB010	500 unidades/caja
DLB011	500 unidades/caja
DLB022	1000 uds./bolsa
DLB023	1000 uds./bolsa
DLB024	500 uds./bolsa
DLB025	500 uds./bolsa
DLB026	500 uds./bolsa
DLB027	500 uds./bolsa
DLB028	100 uds./bolsa
DLB029	100 uds./bolsa
DLB030	100 uds./bolsa
DLB031	100 uds./bolsa

Especificaciones técnicas

Referencia	DLB010	DLB011	DLB022	DLB023	DLB024	DLB025	DLB026	DLB027	DLB028	DLB029	DLB030	DLB031
Volumen (mL)	1	3	0,2	0,5	1	2	3	3 (larga)	5	10	1	3
Longitud (mm)	145	155	65	85	145	155	155	180	210	300	145	155
Estéril	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí