



Pipettes Pasteur en plastique

Réf. DLB010, DLB011, DLB022, DLB023, DLB024, DLB025, DLB026, DLB027, DLB028, DLB029, DLB030, DLB031

- Fabriqué en polyéthylène transparent de faible densité (LDPE)
- Sans DNase/RNase, endotoxine ni pyrogène
- Bonne stabilité chimique
- Graduation en relief
- Précision et bonne répétabilité
- Pipettes stériles emballées individuellement. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène.



Référence	Emballage
DLB010	500 pcs/boîte
DLB011	500 pcs/boîte
DLB022	1000 pcs/sachet
DLB023	1000 pcs/sachet
DLB024	500 pcs/sachet
DLB025	500 pcs/sachet
DLB026	500 pcs/sachet
DLB027	500 pcs/sachet
DLB028	100 pcs/sachet
DLB029	100 pcs/sachet
DLB030	100 pcs/sachet
DLB031	100 pcs/sachet

Spécifications techniques

Référence	DLB010	DLB011	DLB022	DLB023	DLB024	DLB025	DLB026	DLB027	DLB028	DLB029	DLB030	DLB031
Volume (mL)	1	36	0,2	0,5	1	2	3	3 (larga)	5	10	1	3
Longueur (mm)	145	155	65	85	145	155	155	180	210	300	145	155
Stérile	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui