



Tubos en U

Ref. BGJ001, BGJ008, BGJ009, BGJ010, BGJ011, BGJ012, BGJ006, BGJ007

Los tubos con forma de U se utilizan para determinar la presión a la que se encuentra el gas contenido en un recipiente. Para ello el tubo se llena con un líquido de alta densidad, como el Hg, mientras que uno de sus extremos es conectado con el recipiente que contiene el gas. A mayor presión del gas mayor será la diferencia de altura entre las dos ramas de Hg. Esta diferencia de altura va a determinar la presión a la que se encuentra el gas (en mm de Hg). Los tubos en U de Endo Glassware están fabricados en vidrio borosilicato.



Referencia	Longitud (mm)	Ø (mm)	Espacio entre tubos (mm)	Reborde
BGJ001	150	16	50	SI
BGJ008	140	14	60	SI
BGJ009	160	16	66	SI
BGJ010	180	18	66	SI
BGJ011	200	20	66 / 72	SI
BGJ012	200	20	75	SI
BGJ006	200	20	54	NO
BGJ007	200	24	80	NO