



## Densímetros para petróleo serie M-50

Ref. KLG060, KLG061, KLG062, KLG063, KLG064, KLG065, KLG066

- Fabricados según Norma BS 718
- Temperatura de referencia: 15°C
- Amplitud del rango de medición: 0,050 g/mL
- División de la escala: 0,001 g/mL
- Longitud total: 270 mm
- Calibrado en fábrica
- Se suministra sin certificado



## Especificaciones técnicas

Referencia	KLG060	KLG061	KLG062	KLG063	KLG064	KLG065	KLG066
Rango (g/mL)	0,650-0,700	0,700-0,750	0,750-0,800	0,800-0,850	0,850-0,900	0,900-0,950	0,950-1,000