




Vidrio de reloj borde esmerilado

Ref. KBN001, KBN002, KBN003, KBN004, KBN005, KBN006, KBN007, KBN008, KBN009, KBN010

- Fabricados en vidrio y de forma cóncava
- Bordes esmerilados
- Grosor 2.2 mm (\pm 0.2 mm)
- Pueden ser usados como bandeja de pesada para el secado de sólidos húmedos, para la observación de pequeños invertebrados bajo un estereomicroscopio, como recipiente para catas o como tapa para vasos de precipitados, matraces u otros recipientes.



Referencia	Ø (mm)
KBN001	45
KBN002	50
KBN003	60
KBN004	70
KBN005	80
KBN006	90
KBN007	100
KBN008	120
KBN009	150
KBN010	180

Vidrio de reloj borde quemado

Ref. KBN011, KBN012, KBN013, 4, KBN015, KBN016, KBN017, KBN018, KBN019, KBN059

- Fabricados en vidrio soda
- Bordes quemados para evitar cortes
- Grosor 1.9 \pm 0.2 mm. (Ref.: KBN059 grosor 2.9 \pm 0.2 mm)
- Especialmente recomendados para evaporar líquidos y pesar muestras



Referencia	Ø (mm)
KBN011	40
KBN012	50
KBN013	60
KBN014	70
KBN015	80
KBN016	100
KBN017	120
KBN018	140
KBN019	160
KBN059	200