



Kit teneur en alcool et densité dans le vin

Réf. KZG001, DBJ005, KJB004, KLL003

Kit composé de divers outils pour la détermination précise du titre alcoométrique et de la densité du vin.



Caractéristiques des composants:

Cylindre gradué:

- Fabriqué en polypropylène
- Capacité de 250 mL
- Base hexagonale
- Avec bec verseur
- Graduation permanente en relief

Référence	Hauteur (mm)	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Divisions (mL)
DBJ005	328	37	40	2

Thermomètre à tige pleine:

- Graduation extérieure brune résistante à l'action des agents chimiques et physiques
- Rempli d'un liquide organique coloré non polluant et non dangereux
- Sur fond jaune
- Avec anneau de verre à une extrémité

Référence	Range (°C)	Divisions (°C)	Longueur (mm)
KJB004	-10/110	0.5	300

Mustimètre:

Référence	Range	Divisions	Longueur (mm)	Ø (mm)
KLL003	4-18 % probable alcohol	1/2	310	19
	980-1130 Kg/m ³	1/1		