



Matraces Erlenmeyer para cultivo celular

Ref. CDD007, CDD008, CDD009, CDD010

- Recipiente de policarbonato (PC), tapón de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Esterilizados mediante haz de electrones
- Apirogénicos y libres de DNasa/RNasa
- Con tapones de venteo (filtros de 0,2 μm)
- Envueltos individualmente en bolsas
- Fondo plano
- Se pueden usar en un amplio rango de temperatura: -80°C - 121°C



Referencia	Embalaje
CDD007	1 ud./bolsa, 30 bolsas/caja
CDD008	1 ud./bolsa, 12 bolsas/caja
CDD009	1 ud./bolsa, 12 bolsas/caja
CDD010	1 ud./bolsa, 12 bolsas/caja

Especificaciones técnicas

Referencia	CDD007	CDD008	CDD009	CDD010
Volumen (mL)	125	250	500	1000