



## Cuvettes de chromatographie

Réf. PKD001, PKD003



- Fabriqué en verre sodé
- Forme rectangulaire
- Sans rainures

<b>Référence</b>	PKD001
<b>Longueur (mm)</b>	100
<b>Hauteur (mm)</b>	100

- Forme cylindrique
- Avec bord brûlé
- Utilisé dans le développement des plaques de chromatographie en couche mince

<b>Référence</b>	PKD003
<b>Ø (mm)</b>	125
<b>Hauteur (mm)</b>	210