



Ampoules à décanter Gilson, ENDO GLASSWARE

Réf. PQD001, PQD002, PQD003, PQD004, PQD005, PQD006, PQD007, PQD008

- En verre borosilicate
- Avec clé en téflon
- Bouchon en PP



Référence	PQD001	PQD002	PQD003	PQD004	PQD005	PQD006	PQD007	PQD008
Capacité (mL)	50	100	125	250	250	250	500	1000
Rodage	19/26	19/26	19/26	19/26	24/29	29/32	24/29	29/32