



Support circulaire

Réf. BJN008

- En plastique, support fixe sans base et de couleur blanche.
- Capacité de 44 pipettes, accepte des pipettes de différents volumes.



Caractéristiques techniques

Référence	BJN008
Capacité	32 trous Ø 12 mm, 12 trous Ø 17 mm

Support pour pipettes et thermomètres

Réf. BJN009

- Couleur blanche, en PP.
- Capacité pour 12 unités jusqu'à 10 mm de diamètre.



Caractéristiques techniques

Référence	BJN009
Dimensions	205x150x220 mm

Boîte porte-pipettes

Réf. BJN010

- Forme cylindrique, en polypropylène, pour contenir des pipettes de différentes longueurs.
- La partie supérieure de la mallette est vissée sur la partie inférieure de la mallette pour plus de sécurité.
- La hauteur totale disponible peut être réglée en vissant ou dévissant la partie supérieure au niveau souhaité.



Caractéristiques techniques

Référence	BJN010
Dimensions	360x70 mm



Support rotatif

Réf. BJN011

- Peut contenir jusqu'à 94 pipettes et possède un axe vertical central pour faciliter la sélection.
- Le fond ouvert protège les pointes des pipettes.
- Le disque rotatif supérieur est doté d'un quadrillage concentrique avec le disque inférieur pour maintenir les pipettes à la verticale.
- Le liquide s'écoulant de la pointe de la pipette est retenu dans la partie supérieure de la base fixe par le bord extérieur.



Caractéristiques techniques

Référence	BJN011
Capacité	94 trous Ø mm

Plateau

Réf. BJN012

- Stockage sans encombrement des pipettes dans les tiroirs de laboratoire. Pour le stockage ou le trempage des pipettes avant le nettoyage.
- Les bords festonnés permettent de ranger 16 petites pipettes ou 7 grandes.
- Support central pour 12 pipettes courtes dans le sens perpendiculaire.



Caractéristiques techniques

Référence	BJN012
Dimensions	286x216x40 mm