




Telas metálicas

Ref. FFD001, FFD002, FFD003, FFD004, FFD005, FFD006, FFD007

Las telas metálicas con centro de fibra de cerámica se utilizan para optimizar el proceso de calentamiento y garantizar resultados precisos y seguros. Estas telas están fabricadas por una combinación de materiales metálicos y fibras resistentes al calor, proporcionándoles una serie de ventajas en términos de seguridad, estabilidad y eficiencia.

Características técnicas:

- Con centro de fibra de cerámica.
- No contiene amianto.
- Para calentamiento de sustancias con mecheros Bunsen; evita las roturas y el contacto directo con la llama.
- Distribuye la temperatura de forma uniforme.



Referencia	Ø cerámica (mm)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Lote
FFD005	50	100	100	20
FFD001	80	125	125	20
FFD004	90	140	140	20
FFD002	100	150	150	20
FFD006	110	160	160	20
FFD007	130	180	180	20
FFD003	145	200	200	20