



## Burettes de type Pellet

Réf. DNM001, DNM002, DNM003, DNM004, DNM005, DNM006, DNM007



- Classe AS
- Graduation bleue
- Avec bande émaillée pour une lecture facile
- Clé en PTFE et robinet intermédiaire en verre

Référence	Capacité (mL)	Erreur autorisée ( $\pm$ mL)	Graduation
DNM001	10	0.030	1/10
DNM002	10	0.030	1/20
DNM003	10	0.020	1/50
DNM004	25	0.030	1/20
DNM005	25	0.050	1/10
DNM006	50	0.050	1/10
DNM007	100	0.100	1/5

## Verre ambré :

Réf. DNM023, DNM011, DNM012,  
DNM015, DNM013



Référence	Capacité (mL)	Graduation
DNM023	10	1/20
DNM011	25	1/20
DNM012	25	1/10
DNM015	25	1/20
DNM013	50	1/10

## Accessoires pour burette type Pellet



Réf. DNP001, DNP002

- Bouteille réservoir

Référence	Capacité (mL)	Rodage	Couleur
DNP001	2000	29/32	Transparent
DNP002	2000	29/32	Amber

Réf. DNP003

- Poire en caoutchouc

Référence	Couleur
DNP003	Rouge



## Burettes de type Schilling

Réf. DNR005, DNR006, DNR007

- En verre borosilicaté
- Avec robinet orange
- Éléments inclus : bouteille avec bouchon, base de la bouteille, tuyau en silicone, système de contrôle manuel du débit et embout de burette en verre.



Référence	Capacité (mL)	Erreur autorisée ( $\pm$ mL)	Graduation	Bouteille (mL)
DNR005	10	0.050	1/20	500
DNR006	25	0.075	1/10	1000
DNR007	50	0.100	1/10	1000