


QUALICOLOR®  
  
**100**  
 0.2  
 AS  
 Ex + 30s  
 20 °C  
 ± 0,100  
 ml  
 MADE IN CZECH REPUBLIC

Quality by: ISO 385

Note\*) delivery time is within 30 - 50s

1	Stopcock SJ12.5 with PTFE key						SV 2125.1	2
1	Burette cane	O.D.18 ± 0,18 w.th.1,2±0,05	Borosilicate glass					1
Počet kusů	Název – rozměr	Polotovary	Materiál výchozí	Třída odpadu	Čistá hmotnost	Hrubá hmotnost	Číslo výkresu	Pos.
~	Měřítka	Zítková	JKV 632 435 286 831	Č. snímku	Poznámka: Dimensions without tolerances are in accordance with ČSN ISO 2768-1 accuracy class "v".			
	Kreslil	Ducháčková						
	OoJ	J.Holub						
	Ved.provozu							
	Ved.NAK							
Ved.PROD								
Ved.TPV	ing.Stehno	Dne 18.6.2018	Starý výkres	Nový výkres				
 TECHNOSKLO s.r.o.Držkov		Název <b>Burette 100ml AS, 1:5</b> with straight stopcock, PTFE key,with conical cup with Schel.stripe 1567/AS-STKK		SV 3696				
				Počet listů				