

## Tubos

### Tubos digestores | Ref. PBV001, PBV002

- Diseñados para su utilización en el proceso de determinación de nitrógeno y fósforo totales en digestores automáticos.
- Fabricados en vidrio borosilicato con paredes gruesas y uniformes, son altamente resistentes a la acción de ácidos y bases fuertes y a las elevadas temperaturas.
- Fondo redondo



Referencia	Volumen (mL)	Ø (mm)	Longitud (mm)	Estrangulamiento	Para digestor
PBV001	250	42	300	SI	Buchi
PBV002	250	42	300	NO	Tecator y otros

### Tubo para cloruro cálcico, ENDO GLASSWARE | Ref. PBV003



- Fabricado en vidrio borosilicato
- Forma acodada

Referencia	Esmerilado
PBV003	14/23

### Tubo colector con oliva, ENDO GLASSWARE | Ref. PBV004



- Fabricado en vidrio borosilicato

Referencia	Capacidad (mL)	Esmerilado	Ø oliva (mm)	Longitud total (mm)
PBV004	20	14/23	10	127

### Tubo abductor, ENDO GLASSWARE

Ref. PBV005, PBV006, PBV007, PBV008, PBV009, PBV010, PBV011, PBV012, PBV023

- Fabricado en vidrio borosilicato



Referencia	Ø (mm)	Ángulo (°)	Dimensiones (mm)	Descripción
PBV005	8	90	100x100	-
PBV006	8	2x90	200x200x100	-
PBV007	7	90	100x100	-
PBV008	7	90	200x100	-
PBV009	7	2x90	200x100x100	-
PBV010	7	2x90	200x200x100	-
PBV011	7	2x90	100x210x200	Con gancho
PBV012	7	90,120	50x200x200	Con gancho
PBV023	7	2x90	200x210x100	Con gancho