

Tubes

Tube de digestion | Réf. PBV001, PBV002

- Conçus pour la détermination de l'azote et du phosphore totaux dans les digesteurs automatiques.
- Fabriqués en verre borosilicaté avec des parois épaisses et uniformes, ils sont très résistants à l'action des acides et bases forts et aux températures élevées.
- Fond rond



Référence	Volume (ml)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Étranglement	Pour digesteur
PBV001	250	42	300	OUI	Buchi
PBV002	250	42	300	NON	Tecator et autres

Tube desséchant, ENDO GLASSWARE | Réf. PBV003



- Fabriqué en verre borosilicaté

Référence	Rodage
PBV003	14/23

Tube collecteur avec olive | Réf. PBV004



- Fabriqué en verre borosilicaté

Référence	Capacité (mL)	Rodage	Ø olive (mm)	Longueur totale (mm)
PBV004	20	14/23	10	127

Tube abducteur, ENDO GLASSWARE

Réf. PBV005, PBV006, PBV007, PBV008, PBV009, PBV010, PBV011, PBV012, PBV023

- Fabriqué en verre borosilicaté



Référence	Ø (mm)	Angle (°)	Dimensions (mm)	Description
PBV005	8	90	100x100	-
PBV006	8	2x90	200x200x100	-
PBV007	7	90	100x100	
PBV008	7	90	200x100	
PBV009	7	2x90	200x100x100	-
PBV010	7	2x90	200x200x100	-
PBV011	7	2x90	100x210x200	Avec crochet
PBV012	7	90,120	50x200x200	Avec crochet
PBV023	7	2x90	200x210x100	Avec crochet