

Pipettes graduées

Elles constituent un élément indispensable pour les travaux de laboratoire nécessitant une mesure précise du volume, car elles permettent de verser tout volume inférieur à leur capacité maximale. Une large gamme de pipettes à code couleur est disponible dans notre catalogue pour faciliter leur identification. Les pipettes d'un volume égal ou supérieur à 5 mL sont dotées d'un étranglement permettant de monter un bouchon de coton. Calibrées à 20 °C.

Pipettes graduées, classe A

Réf. DGD001, DGD002, DGD003, DGD005, DGD006

- Graduation ambre avec zéro supérieur et marques circulaires aux points principaux.
- Sans ampoule de sécurité.
- Fabriqué selon la norme ISO 835, fourni avec un certificat d'étalonnage.



Référence	Capacité (mL)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Graduation (mL)	Tolérance (±mL)
DGD001	1	7	360	0.01	0.1
DGD002	2	7	360	0.02	0.2
DGD003	5	8	360	0.05	0.5
DGD005	10	10	360	0.10	1.0
DGD006	0.2	5	360	0.01	0.006

Pipettes graduées, classe B

Réf. DGJ001, DGJ002, DGJ003, DGJ005, DGJ006, DGJ007, DGJ008, DGJ009, DGJ010, DGJ020

- Sans ampoule de sécurité.
- Graduation ambre avec zéro sur la pointe.
- Fabriqué selon la norme ISO 835.




Référence	Capacité (mL)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Graduation (mL)	Tolérance (±mL)
DGJ001	0.1	7	355	0.001	0.005
DGJ002	0.2	5	300	0.002	0.004
DGJ020	0.2	5	330	0.01	0.005
DGJ003	0.5	6	360	0.005	0.008
DGJ005	1	7	360	0.01	0.010
DGJ006	2	7	355	0.01	0.020
DGJ007	5	8	335	0.05	0.050
DGJ008	10	10	345	0.1	0.100
DGJ009	20	13	395	0.1	0.200
DGJ010	25	13	440	0.1	0.200



Pipettes graduées, classe B

Réf. DGJ011, DGJ021, DGJ012, DGJ013, DGJ014, DGJ015, DGJ016

- Sans ampoule de sécurité.
- Graduation ambre avec zéro en haut.
- Fabriqué selon la norme ISO 835.



Référence	Capacité (mL)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Graduation (mL)	Tolérance (±mL)
DGJ011	1	6	360	0.1	0.005
DGJ021	1	6	360	0.01	0.010
DGJ012	2	7	360	0.1	-
DGJ013	5	8	360	0.1	-
DGJ014	5	8	360	0.05	-
DGJ015	10	9	360	0.1	-
DGJ016	25	13	460	0.1	-

Pipettes graduées, classe B

Réf. DGG011, DGG008, DGG001, DGG012, DGG002, DGG010, DGG003, DGG004, DGG005, DGG006, DGG007

- Sans ampoule de sécurité.
- Graduation ambre avec zéro en haut.
- Fabriqué selon la norme ISO 835.



Référence	Capacité (mL)	Ø (mm)	Longueur (mm)	Graduation (mL)	Tolérance (±mL)
DGG011	1	7	360	0.01	0.01
DGG008	1	6	356	0.05	0.01
DGG001	1	7	362	0.10	0.01
DGG012	2	7	343	0.02	0.02
DGG002	2	7	360	0.10	0.02
DGG010	5	8	360	0.05	0.05
DGG003	5	8	368	0.10	0.05
DGG004	10	10	350	0.10	0.10
DGG005	20	13	460	0.10	0.20
DGG006	25	13	456	0.10	0.20
DGG007	50	13	712	0.10	0.40