

Pipetas graduadas

Son un elemento indispensable para los trabajos de laboratorio que requieran medición de volúmenes exactos, ya que permite el vertido de cualquier volumen inferior al de su capacidad máxima. En nuestro catálogo se dispone de una amplia gama de pipetas con código de color para facilitar la identificación. Las pipetas de un volumen igual o superior a 5 mL presentan un estrangulamiento apto para colocar un tapón de algodón. Calibradas a 20 °C.

Pipetas graduadas, clase A

Ref. DGD001, DGD002, DGD003, DGD005, DGD006

- Graduación en color ámbar con cero en la parte superior y marcas circulares en puntos principales.
- Sin bulbo de seguridad
- Fabricadas según norma ISO 835, se suministran con certificado de calibración.




Referencia	Capacidad (mL)	Ø (mm)	Longitud (mm)	Graduación (mL)	Tolerancia (±mL)
DGD001	1	7	360	0.01	0.1
DGD002	2	7	360	0.02	0.2
DGD003	5	8	360	0.05	0.5
DGD005	10	10	360	0.10	1.0
DGD006	0.2	5	360	0.01	0.006

Pipetas graduadas, clase B

Ref. DGJ001, DGJ002, DGJ003, DGJ005, DGJ006, DGJ007, DGJ008, DGJ009, DGJ010, DGJ020

- Sin bulbo de seguridad.
- Graduación en color ámbar con cero en la punta.
- Fabricadas según la norma ISO 835.




Referencia	Capacidad (mL)	Ø (mm)	Longitud (mm)	Graduación (mL)	Tolerancia (±mL)
DGJ001	0.1	7	355	0.001	0.005
DGJ002	0.2	5	300	0.002	0.004
DGJ020	0.2	5	330	0.01	0.005
DGJ003	0.5	6	360	0.005	0.008
DGJ005	1	7	360	0.01	0.010
DGJ006	2	7	355	0.01	0.020
DGJ007	5	8	335	0.05	0.050
DGJ008	10	10	345	0.1	0.100
DGJ009	20	13	395	0.1	0.200
DGJ010	25	13	440	0.1	0.200



Pipetas graduadas, clase B

Ref. DGJ011, DGJ021, DGJ012, DGJ013, DGJ014, DGJ015, DGJ016

- Sin bulbo de seguridad.
- Graduación en color ámbar con cero en la parte superior
- Fabricadas según la norma ISO 835.




Referencia	Capacidad (mL)	Ø (mm)	Longitud (mm)	Graduación (mL)	Tolerancia (±mL)
DGJ011	1	6	360	0.1	0.005
DGJ021	1	6	360	0.01	0.010
DGJ012	2	7	360	0.1	-
DGJ013	5	8	360	0.1	-
DGJ014	5	8	360	0.05	-
DGJ015	10	9	360	0.1	-
DGJ016	25	13	460	0.1	-

Pipetas graduadas, clase B

Ref. DGG011, DGG008, DGG001, DGG012, DGG002, DGG010, DGG003, DGG004, DGG005, DGG006, DGG007

- Con bulbo de seguridad
- Graduación en color ámbar con cero en la punta.
- Fabricadas según la norma ISO 835.



Referencia	Capacidad (mL)	Ø (mm)	Longitud (mm)	Graduación (mL)	Tolerancia (±mL)
DGG011	1	7	360	0.01	0.01
DGG008	1	6	356	0.05	0.01
DGG001	1	7	362	0.10	0.01
DGG012	2	7	343	0.02	0.02
DGG002	2	7	360	0.10	0.02
DGG010	5	8	360	0.05	0.05
DGG003	5	8	368	0.10	0.05
DGG004	10	10	350	0.10	0.10
DGG005	20	13	460	0.10	0.20
DGG006	25	13	456	0.10	0.20
DGG007	50	13	712	0.10	0.40