



## Pipetas Pasteur

Elemento indispensable en el trabajo diario del laboratorio para llevar a cabo técnicas de rutina y experimentación que requieran la medición de volúmenes poco precisos, la aspiración al vacío e incluso la siembra en placas bacteriológicas. En nuestro catálogo se ofrecen Pipetas Pasteur no estériles tanto de vidrio como de polietileno.

### Pipetas Pasteur de vidrio

Ref. DLB001, DLB002, DLB020, DLB021

- Fabricadas en vidrio sodocálcido, con punta larga y fina, y con estrangulación en el tubo de aspiración
- No estériles
- No graduadas
- Tienen una capacidad de 2 mL aprox.
- Las ref.: DLB020 y BLB021 incluyen un filtro de algodón en el extremo superior



### Especificaciones técnicas

Referencia	Longitud (mm)	Unidades / caja
DLB001	150	250
DLB002	230	250
DLB020	150	250
DLB021	230	250

### Tetinas para Pipetas Pasteur

Ref. MBL013, MBL014, MBL015



### Especificaciones técnicas

Referencia	Modelo	Material
MBL013	Chupete	Látex
MBL014	Normal	Goma roja
MBL015	Fuerte	Goma roja