

Peras de 3 vías



- 1 | Fabricadas en goma
- 2 | Con 3 válvulas para llenar, enrasar y vaciar fácilmente las pipetas

Referencia	Color	Capacidad
MBL019	Rojo	Hasta 10 mL
MBL020	Verde	Hasta 100 mL

Tetinas



- 1 | Fabricadas en látex y goma roja

Referencia	Descripción	Material
MBL013	Tetina chupete para pipeta Pasteur	Látex
MBL014	Tetina goma blanda para pipeta Pasteur	Goma
MBL015	Tetina goma dura para pipeta Pasteur	Goma
MBL016	Tetina goma para pipetas hasta 5 mL	Goma
MBL017	Tetina goma para pipetas hasta 10 mL	Goma
MBL018	Tetina goma para pipetas hasta 15 mL	Goma