



Entonnoirs à branche courte

Réf. PNB001, PNB002, PNB003, PNB004, PNB005, PNB006, PNB007

Endo Glassware vous propose cette série d'entonnoirs lisses à branche courte, idéals pour le transfert de liquides dans des flacons à col étroit ou pour la filtration de toutes sortes de solutions. Fabriqués en verre sodique ou en verre borosilicate, ils sont disponibles en diverses tailles.

Fabriqués en verre borosilicate

Réf. PNB001, PNB002, PNB003, PNB004, PNB005

- Ils présentent une grande résistance à l'action des acides et des bases ainsi qu'au choc thermique.
- Pour les transferts de liquides ou la filtration de solutions.
- Angle de cône de 60° et verre borosilicate.



Référence	PNB001	PNB002	PNB003	PNB004	PNB005
Capacité (mL)	10	30	100	150	200
Ø Entonnoir (mm)	40	50	75	90	100
Ø Branche (mm)	4	7	9	10	11
Hauteur (mm)	70	95	140	170	185
Ø Filtre (mm)	50-60	50-60	90-110	110-125	110-125

Fabriqués en verre sodique

Réf. PNB006, PNB007

- Pour le transfert de liquides ou la filtration de solutions.
- Angle de cône de 60° et verre sodique.



Référence	PNB006	PNB007
Capacité (mL)	400	750
Ø Entonnoir (mm)	120	150
Ø Branche (mm)	12	15
Hauteur (mm)	220	300
Ø Filtre (mm)	125-150	150-180