

## FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

### EMBUDOS DE RAMA CORTA / SHORT BRANCH FUNNELS / EMBUDOS DE RAMA CORTA

Endo Glassware le ofrece esta serie de embudos lisos de rama corta ideales para el trasvase de líquidos a frascos de boca estrecha o para la filtración de todo tipo de soluciones. Fabricados en vidrio soda o vidrio borosilicato, están disponibles en diversos tamaños.

#### Fabricados en vidrio borosilicato

Presentan una gran resistencia a la acción de ácidos y bases y al choque térmico.

Endo Glassware offers this series of smooth short-branched funnels ideal for transferring liquids into narrow-mouthed bottles or for filtration of all types of solutions. Made of soda glass or borosilicate glass, they are available in various sizes.

#### Made of borosilicate glass

They are highly resistant to acids and alkalis and to thermal shock.

Endo Glassware propose cette série d'entonnoirs lisses à branches courtes, idéaux pour le transfert de liquides dans des flacons à bords étroits ou pour la filtration de tous types de solutions. Fabriqués en verre sodique ou en verre borosilicaté, ils sont disponibles en différentes tailles.

#### Fabriqué en verre borosilicate

Ils sont très résistants aux acides et aux alcalis ainsi qu'aux chocs thermiques.

| <i>Referencia<br/>Code<br/>Référence</i> | <i>Capacidad<br/>Capacity<br/>Capacité Ø</i> | <i>Ø Embudo<br/>Funnel Ø<br/>Entonnoir Ø</i> | <i>Ø Rama<br/>Stem Ø<br/>Ø Branche</i> | <i>Altura<br/>Height<br/>Hauteur</i> | <i>Ø filtro<br/>Filter Ø<br/>Filtre Ø</i> |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|
| PNB001                                   | 10 ml  | 40 mm  | 4 mm                                   | 70 mm                                | 50-60 mm                                  |
| PNB002                                   | 30 ml  | 50 mm  | 7 mm                                   | 95 mm                                | 50-60 mm                                  |
| PNB003                                   | 100 ml                                       | 75 mm  | 9 mm                                   | 140 mm                               | 90-110 mm                                 |
| PNB004                                   | 150 ml                                       | 90 mm  | 10 mm                                  | 170 mm                               | 110-125 mm                                |
| PNB005                                   | 200 ml                                       | 100 mm                                       | 11 mm                                  | 185 mm                               | 110-125 mm                                |

#### Fabricados en vidrio soda / Made of soda glass / En verre sodique:


Polígono Morea Norte, Calle DN 6 · C.P.: 31191 · Beriáin (Navarra) ESPAÑA  
T: +34 948 310 513 · F: +34 948 312 071 · M: +34 616 668 899 · Email: correo@auxilab.es · www.auxilab.com

AUXILAB S.L.

Material de laboratorio  
Laboratory supplies



| <i>Referencia</i><br><i>Code</i><br><i>Référence</i> | <i>Capacidad</i><br><i>Capacity</i><br><i>Capacité</i> Ø | <i>Ø Embudo</i><br><i>Funnel Ø</i><br><i>Entonnoir Ø</i> | <i>Ø Rama</i><br><i>Stem Ø</i><br><i>Ø Branche</i> | <i>Altura</i><br><i>Height</i><br><i>Hauteur</i> | <i>Ø filtro</i><br><i>Filter Ø</i><br><i>Filtre Ø</i> |
|--|--|--|--|--|---|
| PNB006   | 400 ml   | 120 mm   | 12 mm  | 220 mm   | 125-150 mm  |
| PNB007   | 750 ml   | 150 mm   | 15 mm  | 300 mm   | 150-180 mm  |

 **AUXILAB, S. L.**  
N. I. F. ESB 31072218  
MATERIAL PARA LABORATORIO  
Polig. Morea Norte, Calle D N 6 - Tel. 34-948 310513  
31191 BERIÁIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Beriain, 27<sup>th</sup> September 2022

Product Technician

