


TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Test tubes trays Vassoi per provette
Description Descrizione	Very usefull trays for large quantities of test tubes. Light weight. Stakable Vassoi utili per alloggiare differenti tipi di contenitori e provette. Leggeri ed impilabili
Use (use destination) Utilizzo(destinazione d'uso)	Trays for for general purpose use in laboratory used to contain tubes Vassoi per uso generico in laboratorio per contenere provette e contenitori
Material - Materia prima	Expanded PS – PS Espanso
automated (or not) - automatizzato (o no)	not automated - non automatizzato.
Qualitative, semi quantitative, qualitative Qualitativo, semiquantitativo, quantitativo	N/A
Type of specimen required Tipo di campione richiesto	N/A
Intended user Utilizzatore a cui il dispositivo è destinato	Intended for general use in laboratory Per impiego generale in laboratorio
Rational for the qualification of the product as a device Motivo razionale per la qualifica del prodotto come dispositivo	Product not qualified as a CE IVD device Prodotto non qualificato CE IVD
IFU Istruzioni per l'uso	Test tubes tray <ul style="list-style-type: none"> • Keep out of flame or heat sources which might damage the article • report to the product distributor any defects that prevent the use of the trays • dispose of the trays according to the provisions of current legislation. • wear gloves and appropriate DPI when using potentially contaminated samples • Keep out of reach of children • Check technical manual/chemical resistances of the current catalogue for resistance to any particular substance. Vassoi per provette <ul style="list-style-type: none"> • Non avvicinare l'articolo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare • segnalare al distributore del prodotto eventuali difetti che impediscano l'utilizzo dell'articolo • eliminare i vassoi secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. • Indossare guanti ed appositi DPI in caso di utilizzo di campioni potenzialmente contaminati. • Tenere lontano dalla portata dei bambini • Verificare la resistenza a specifiche sostanze nella sezione Tecnica / resistenze chimiche del catalogo in vigore.

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code Codice	Places Posti	Hole Ø Ø foro	Hole depth mm Profondità fori	Dimension mm Dimensioni mm	Can be used with Kartell code Può essere utilizzato con provette Kartell codice
0117500	250	8,5	15	220x220x32	Art. 298
0117700	119	14,5	18	220x220x32	
0117900	96	16,5	22	220x220x32	



PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PZ CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS SCATOLA PZ
0117500	5	5
0117700	5	5
0117900	5	5

GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES – PROPRIETA' GENERALI / CONFORMITA'

CE IV D	NO
Autoclavability - Autoclavabile	NO
Sterile – Sterile	NO

CHEMICAL RESISTANCE EXPANDED PS – RESISTENZE CHIMICHE PS ESPANSO

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T. 60
Inorganic Acid Acido inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	C	-	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	C	C	C
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	C	C	
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	C	-	-
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	C	-	-
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	C	-	-
Esther Etere	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	C	-	-
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	C	-	-
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	C	-	-
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	C	-	-

Legenda (not applicable if neglected):

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza;** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza;** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing. I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi; durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.