

## TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Item</b> <b>Articolo</b>	Graduated tall form measuring cylinders Imbuti per analisi
<b>Intended Use</b>	Designed for laboratory use for Volumetric measures
<b>Utilizzo</b>	Studiati per tutti i normali impieghi di laboratorio /chimica analitica
<b>User</b>	Trained laboratory staff. For generic laboratory use.
<b>Utilizzatore</b>	Personale di laboratorio trainato. Per uso generico di laboratorio
<b>Raw Material</b>	PP
<b>Materia prima</b>	PP



## CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code	Height	External diameter	Capacity	Subdivision	Graduation ml	Graduation Class
Codice	Altezza	Diametro esterno mm	Capacità ml	Suddivisione ml	Graduazione ml	Classe di graduazione
1075	140	13,5	10	0,2	2	B
1077	195	18	25	0,5	5	B
1078	199	25,5	50	1,0	10	B
1079	249	30,5	100	1,0	10	B
1080	315	41,5	250	2,0	20	B
1081	631	55	500	5,0	50	B
1082	439	66	1000	10,0	100	B
1094	531	84	2000	20,0	200	B

## GENERAL FEATURES/CONFORMITIES – CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITA'

<b>CE IVD Mark</b> <b>Marchio CE IVD</b>	No No
<b>Manufactured in compliance with</b>	ISO 6706 -1981
<b>Autoclavability</b> <b>Autoclavabilità</b>	Yes Sì
<b>Sterile product</b> <b>Prodotto sterile</b>	No No
<b>Validity of the product</b> <b>Validità del prodotto</b>	No expiry date on the product Nessuna data di scadenza riportata sul prodotto
<b>Food contact suitability of the raw material</b> <b>Materia prima conforme al contatto con alimenti</b>	Yes Sì
<b>Other</b>          <b>Altro</b>	Permanent graduations are moulded in for reproducibility No wetting Chemically cleaner than glass Chemically non absorbant Aspect Translucent  Graduazioni permanenti stampate in rilievo per riproducibilità Pareti a trascurabile bagnabilità Chimicamente più pulito del vetro Chimicamente non assorbente Aspetto traslucido

## PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PZ CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS SCATOLA PZ
1075	50	1600
1077	30	540
1078	30	420
1079	30	540
1080	12	108
1081	12	72
1082	6	48
1094	6	36

## CHEMICAL RESISTANCE OF PP/RESISTENZA CHIMICA DEL PP

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
<b>Inorganic Acid</b> <b>Acido inorganico</b>	Sulphuric acid Acido Solforico	98	B	C	-
<b>Organic Acid</b> <b>Acido Organico</b>	Benzoic acid Acido Benzoico	100	A	B	B
<b>Alcohol</b> <b>Alcole</b>	Ethanol Etanolo	100	A	A	A
<b>Aldehydes</b> <b>Aldeide</b>	Acetaldehyde Acetaldeide	100	B	C	-
<b>Inorganic alkali</b> <b>Base inorganica</b>	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	A
<b>Organic alkali</b> <b>Base organica</b>	Aniline Anilina	100	A	B	C
<b>Ketone</b> <b>Chetone</b>	Acetone Acetone	100	-	-	-
<b>Esther</b> <b>Estere</b>	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	B	B	C
<b>Hydrocarbons, halogenated</b> <b>Idrocarburo Idrogenato</b>	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	-	-
<b>Hydrocarbons, aromatic</b> <b>Idrocarburo Aromatico</b>	Benzene Benzene	100	B	C	-
<b>Hydrocarbons, linear</b> <b>Idrocarburo Lineare</b>	Hexane Esano	100	B	B	C
<b>Supersolvent</b> <b>Supersolvente</b>	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	B	B	C

**Legenda** (not applicable if neglected):

**Legenda** (non applicabile dove non segnalato)

- **A: fair resistance;** exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage.
- **A: ottima resistenza;** l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- **B: sufficient resistance;** exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary.
- **B: buona resistenza;** l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- **C: poor resistance;** exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- **C: scarsa resistenza;** non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use, it is recommended to carry out preliminary testing.

I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

## Operating instructions Avvertenze per l'uso

- For generic laboratory use  
Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In case of content leakage, wear gloves  
In caso di fuoriuscita del contenuto utilizzare i guanti
- Store in dry place. Keep away from high temperature and direct sunlight  
Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Wasting: Use appropriate DPI and waste the products according to Regulations in force.  
Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente