



# Monte-escalier électrique

## Réf. RZS001

Un monte-escalier électrique est une solution innovante et efficace conçue pour améliorer la mobilité et l'indépendance des personnes qui rencontrent des difficultés à monter et à descendre les escaliers.

- Fabriquée en alliage d'aluminium haute résistance
- Coussin de siège et dossier amovibles et lavables
- Pédale repliable vers le haut pour plus de confort lorsqu'elle n'est pas utilisée
- Rampe avec trois positions de réglage, adaptée à différents sols
- Barre de levage avec trois positions
- Une seule personne est nécessaire pour manipuler le fauteuil
- Commande du fauteuil facile et confortable à utiliser
- Frein électromagnétique intelligent offrant sécurité aux utilisateurs

*Limite de charge*

160 kg



Référence	RZS001
Dimensions (LxLxH)	133x48x157 cm (± 3.5 cm)
Dimensions du produit plié (LxLxH)	100x48x31 cm (± 3.5 cm)
Poids net	32 kg (± 2 kg)
Limite de charge	160 kg
Puissance du moteur	120 W
Tension du moteur	20-29.4 V
Courant du moteur	13.9 A
Alimentation électrique	110-240 V 50/60 Hz
Tension de la batterie	24 V