



Ficha esqueleto perro y gato

Ref. QBN006, QBN007

Esqueleto de perro

Ref. QBN006

- Este modelo representa el esqueleto del perro (*Canis domesticus*) montado sobre una base rectangular de plástico de color negro.
- Tiene dos soportes verticales de metal que se unen al esqueleto en las vértebras torácicas y en las vértebras lumbares respectivamente.
- La cola (vértebras caudales) es desmontable al igual que la cabeza.
- Mandíbula móvil.



Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
QBN006	530	200	330

Esqueleto de gato

Ref. QBN007

- Este modelo representa el esqueleto del gato (*Felis catus*) montado sobre una base rectangular de plástico de color negro.
- Tiene dos soportes verticales de metal que se unen al esqueleto en las vértebras torácicas y en las vértebras lumbares respectivamente.
- La cola (vértebras caudales) es desmontable al igual que la cabeza.
- Mandíbula móvil.



Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
QBN007	470	200	270