

Goupillons


Réf. ZCF007, ZCF008, ZCF009, ZCF010, ZCF011, ZCF012, ZCF013, ZCF014, ZCF015, ZCF016, ZCF017, ZCF018, ZCF019, ZCF020

Nous offrons une large gamme de goupillons de laboratoire pour le nettoyage en profondeur des tubes à essai, pipettes, éprouvettes, burettes et tous types de flacons.

Fabriqués en fil d'acier galvanisé et avec des poils naturels, ils sont idéaux pour maintenir une propreté optimale du matériel en verre de laboratoire, assurant ainsi toujours de bons résultats dans vos expériences.

Tous les goupillons sont dotés d'une boucle pour les suspendre à l'extrémité du manche.

Sans plumet



Référence	Longueur totale (mm)	Cheveux (ØxL) (mm)	Plumet	Pour
ZCF007	300	10x70	Non	Tubes d'hémolyse
ZCF011	380	40x110	Non	Fioles et tubes à essai, 250 mL
ZCF012	380	50x130	Non	Flacons et tubes à essai, 500 mL
ZCF013	440	56x140	Non	Flacons et tubes à essai, 1 L
ZCF014	440	80x160	Non	Flacons et tubes à essai, 2 L
ZCF017	450	80x150	Non	Béchers
ZCF018	500	10x100	Non	Pipettes
ZCF019	210	15x70	Non	Trachéale
ZCF020	270	5/10x80	Non	Butyromètres

Avec plumet



Référence	Longueur totale (mm)	Cheveux (ØxL) (mm)	Plumet	Pour
ZCF008	360	15x70	Oui	Petits tubes
ZCF009	350	25x75	Oui	Tubes moyens
ZCF010	350	30x85	Oui	Gros tubes
ZCF015	850	10x180	Oui	Burettes 10 mL
ZCF016	870	15x260	Oui	Burettes 25 mL