



Cubetas de incineración

Ref. CPL002, CPL004

Nahita dispone de un conjunto de cubetas de incineración fabricadas en porcelana y con forma rectangular, que resultan ideales para la determinación del contenido de cenizas de cualquier tipo de sustancia.

Esmaltada tanto interior como exteriormente a excepción de la base y el borde, pueden soportar temperaturas de hasta 1050 °C.



Referencia	Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)
CPL002	75	35	15
CPL004	120	65	18