



Pipettes de classe A avec ampoule de sécurité, en verre

- Gradué selon ISO 835
- Graduation bleue
- Avec ampoule de sécurité

Pipette graduée classe AS avec ampoule de sécurité, 0 en dessous

Réf. DGB001, DGB002, DGB003, DGB004, DGB005, DGB006, DGB007, DGB008, DGB009, DGB020

- 0 positionné en bas
- Classe AS avec bande colorée




Référence	Capacité (mL)	Graduation (mL)
DGB001	1	0.1
DGB009	1	0.01
DGB002	2	0.1
DGB020	2	0.01
DGB008	5	0.05
DGB003	5	0.1
DGB004	10	0.1
DGB005	20	0.1
DGB006	25	0.1
DGB007	50	0.1

Pipette graduée classe A avec ampoule de sécurité, 0 ci-dessus

Réf. DGB010, DGB011, DGB012, DGB013, DGB014, DGB015, DGB016, DGB017, DGB018, DGB019

- 0 positionné en haut
- Classe A avec bande colorée



Référence	Capacité (mL)	Graduation (mL)	Couleur de la bande
DGB010	1	0.1	jaune
DGB018	1	0.01	jaune
DGB019	2	0.01	vert
DGB011	2	0.1	vert
DGB017	5	0.05	rouge
DGB012	5	0.1	bleu
DGB013	10	0.1	brun
DGB014	20	0.1	jaune
DGB015	25	0.1	blanc
DGB016	50	0.1	noir