



Ficha Manta c/regulación Serie 655

Ref. JGD001, JGD002, JGD003, JGD004, JGD005, JGD006, JGD007, JGD008

Analógicas, serie 655

- Para procesos de destilación, digestión, evaporación, extracción y ebullición
- Cuentan con regulación electrónica de la temperatura
- Con mueble exterior en acero inoxidable y aislamiento térmico interior por lana de fibra mineral, disponen de elementos calefactores de cromo-níquel
- Indicador luminoso de conexión y lámpara de señalización de funcionamiento
- Con un dispositivo para sujetar varillas



Referencia	Capacidad (mL)	Ø int. (mm)	Consumo (W)	Dimensiones (mm)
JGD001	50	55	70	160x200
JGD002	100	70	100	160x210
JGD003	250	90	150	160x195
JGD004	500	105	250	220x160
JGD005	1000	140	350	300x210
JGD006	2000	180	450	220x225
JGD007	3000	210	600	320x230
JGD008	5000	240	800	325x245